

Комплекс речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед»

Пульт медсестры «Тромбон СОРС-Мед-ПМ» ДВТР.425621.034

Паспорт

1. Общие положения.

Пульт медсестры «Тромбон СОРС-Мед-ПМ» (далее – Пульт) является компонентом комплекса речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед».

Пульт, в составе с другими компонентами комплекса «Тромбон СОРС-Мед», предназначен для построения системы речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед»; а также для фиксации вызовов от пациента(-ов), для приёма и передачи голосовых сообщений между медицинским персоналом (медсестрой) и врачом или пациентом. Пульт выпускается в соответствии с техническими условиями ДВТР.425641.001ТУ.

2. Технические характеристики.

Основное постоянное напряжение питания от блока «Тромбон СОРС-ЛБС»	8...36 В
Мощность, потребляемая от блока «Тромбон СОРС-ЛБС», не более	1,8 Вт
Количество портов RS485 (четырёхпроводной) для связи с «Тромбон СОРС-ЛБС»	1
Количество портов RS485 (двухпроводной) для связи с ПК	1
Максимальная длина линий связи между с «Тромбон СОРС-ЛБС» и ПК	1200 м
Количество ПМ, подключаемых к одному «Тромбон СОРС-ЛБС»	1 шт.
Количество Пультов в одной системе	1...4 шт.
Количество контролируемых абонентских вызывных устройств	512 шт.
Количество зон оповещения	99 шт.
Габаритные размеры Пульта без микрофона, не более	320x142x50 мм
Типовая длина микрофона	235 мм
Вес Пульта, не более	1,4 кг
Материал корпуса	сталь
Рабочий диапазон температур	+5...+40°C
Климатическое исполнение	IP40

По устойчивости к электромагнитным помехам Пульт соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

Пульт удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки.

Пульт медсестры «Тромбон СОРС-Мед-ПМ»	- 1шт.
Микрофон съемный	- 1шт.
Руководство по эксплуатации	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.
Вилка RJ-45	- 2шт.

4. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта медсестры «Тромбон СОРС-Мед-ПМ» техническим условиям ДВТР.465213.001ТУ и характеристикам, указанным в паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Пульта составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Пульт за свой счёт, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт Пульта потребителем не допускается.

Доставка Пульта к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии на Пульт прекращается в следующих случаях:

- выхода Пульта из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;

- при обнаружении механических дефектов;

- самостоятельного ремонта Пульта потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

5. Свидетельство о приёмке.

Пульт медсестры «Тромбон СОРС-Мед-ПМ» ДВТР.425621.034,
серийный номер _____ дата изготовления _____
соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6. Сведения об изготовителе.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73